

Video Terkait

- Video thumbnails and titles related to pharmaceutical machinery, such as 'Mesin pengisian dan penutup...', 'Peralatan laboratorium...', 'Jalur pengemasan otomatis untuk...', etc.

Peralatan otomatis untuk penghitungan tablet dan pengisian botol dalam produksi farmasi

17.500K tampilan · 26.11.2020

10.587K 1.400K Screenshot

Pharmaceutical Tablet Press

597 Video ·

Peralatan otomatis untuk penghitungan tablet dan pengisian botol dalam produksi farmasi Pharma-Manager.com Video online peralatan produksi dan laboratorium dari produsen dan pemasok terkemuka industri farmasi.

KATA KUNCI KAMI: Peralatan, katalog, farmasi, teknologi, manufaktur, laboratorium, GMP, berita, farmasi, produk, industri, pabrik, desain, kamar bersih, kapsul gelatin, vial, ampul, tabung, tutup, capping, labeler, labeller, mesin, tablet, tekan, tabletpress, farmasi, isi, dispenser, farmasi, pengepakan, melepuh, penanda, pelabelan, pencetak, aplikasi, panduan, pengisian kapsul, pengisi kapsul, penjualan, membeli, foto, karakteristik, menjual, penyolderan, sealer, bubuk, butiran, cair, padat, lunak, kering.

Pengunjung kami akan dapat melihat semua proses bagaimana hal itu dilakukan. Kami juga membantu Anda memilih berbagai jenis peralatan farmasi - mesin tablet laboratorium, mesin cetak tablet rotari, mesin press hidrolik, granulator, mixer, pengeringan, konveyor serbuk vakum, mesin blistering, mesin pengemas, mesin pengisi kapsul dan banyak jenis peralatan lainnya. Konsultan kami akan membantu dengan diskusi, pemilihan, pembayaran, dan pengiriman peralatan farmasi ke kota Anda. Selama lebih dari 17 tahun kami telah bekerja di industri ini untuk pelanggan kami.

CEO Perusahaan Tuan Roman Tsibulsky
Tulis: info@pharma-manager.com
Ponsel WhatsApp + 375-29-393-23-82
Skype: RomanTsibulsky

Jenis peralatan bantu farmasi jalur perakitan. Ini digunakan di konveyor untuk transfer jarak jauh bahan baku butiran dan bubuk dari wadah ke bunker peralatan proses. Tempat tidur terfluidisasi istilah teknologi yang digunakan dalam industri farmasi. Ini mengacu pada proses granulasi di tempat tidur terfluidisasi, mewakili campuran cairan dan bubuk, menghasilkan butiran bulat sempurna. Tempat tidur terfluidisasi adalah cara terbaik untuk membuat pelet multilayer. LITER adalah istilah teknologi yang digunakan dalam produksi obat-obatan farmasi. Ini digunakan untuk huruf dan angka logam yang digunakan untuk menerapkan informasi kontrol tentang nomor lot produk dan tanggal rilis serta penggunaan produk farmasi dan kosmetik. Jenis peralatan proses farmasi barel bubuk. Digunakan untuk mencampur produk farmasi dan biologi bubuk lepas. Fitur desain khusus dari mixer bubuk memungkinkan untuk menghindari zona mati saat pencampuran. Cellophaning proses teknologi pengemasan produk farmasi dalam produksi obat-obatan. Ini digunakan pada tahap akhir mesin karton. Kotak jadi dibungkus dengan film tipis transparan untuk menjaga tampilan kemasan. Farmasi mixer adalah istilah teknologi yang digunakan dalam produksi farmasi obat. Digunakan untuk berbagai model mixer untuk mencampur bubuk lepas dan produk farmasi dan kosmetik cair. Jenis peralatan farmasi Tablet Press. Digunakan untuk produksi otomatis tablet dengan menekan dalam cetakan massa tablet. Ada banyak peralatan tablet: pengepres tablet laboratorium, pengepres tablet rotari, pengepres tablet model hidrolik dan pneumatik. Katalog peralatan Semua informasi teknis tentang peralatan farmasi disajikan dalam katalog elektronik di mana pembeli dapat menemukan foto, video kerja, biaya dan kondisi pengiriman. Katalog sistematisasikan jalur otomatis dan mesin individu ke dalam kelompok menggunakan judul tematik. KATALOG PERALATAN FARMASI KAMI: Peralatan untuk persiapan dan transportasi massa tablet; Perlengkapan awal yang membosankan dan memberi makan produk; Saringan Centrifuge; Saringan getar untuk menyayak bubuk dan butiran; Pabrik Farmasi Cone; Pabrik palu farmasi; Mixer pelet untuk produksi industri; Pengereng Pelet Tempat Tidur Fluida; Tempat sampah untuk menyimpan tablet, bubuk, dan pelet; Mixer bin untuk bubuk dan butiran; Peralatan farmasi laboratorium; Peralatan industri untuk produksi obat; Mengangkat kolom untuk kontainer; Pencucian botol dan botol; Botol semi-otomatis dan mesin cuci botol; Pencucian Botol Otomatis; Tablet menekan untuk menekan tablet; Press tablet putar laboratorium; Press tablet putar laboratorium; Tekan tablet putar kompak; Tekan tablet putar yang bisa dicuci; Tekan tablet putar yang bisa dicuci; Tekan tablet putar untuk pengepresan bubuk; Alat pers untuk peralatan tablet; Pelapis untuk aplikasi cangkang pada tablet; Peralatan cuci dan sterilisasi wadah; Mesin cuci botol semi-otomatis untuk pencucian jarum suntik; Mesin cuci dan pengereng otomatis untuk ampul, vial, dan kartrid; Terowongan pirogenik untuk sterilisasi ampul, vial, kartrid; Garis pengisian dan pengeluaran bubuk; Mesin pembotolan dan penyalur bubuk larutan cair; Mesin pembotolan untuk produk dengan viskositas rendah; Mesin pembotolan dan botol double capping; Mesin Matahari Terbenam untuk Botol dengan Bentuk Berbeda; Mesin pembotolan dan capping untuk produk oftalmik; Mesin pengisian dan penutup botol kaca; Mesin Penutup Botol Plastik; Mesin pembotolan dalam ampul kaca dan botol penisilin; Mengisi mesin dengan jarum suntik dan kartrid plastik; Mesin pembotolan dalam botol, jarum suntik dan kartrid; Jarum suntik dan mesin pengisi kartrid; Mengisi kantong dan botol plastik; Mesin Pengemas Infus; Mesin pembotolan untuk kantong infus siap pakai; Garis untuk membentuk wadah dari butiran, dengan pengisian dan pembatasan selanjutnya; Mengisi dan menutup mesin untuk botol PE dan PP; Dispersi ke dalam botol dan vial plastik; Peralatan inspeksi untuk pengujian obat; Mesin inspeksi untuk ampul kaca dan botol penisilin; Mesin inspeksi untuk jarum suntik dan kartrid; Mesin inspeksi untuk paket infus; Mesin inspeksi untuk gelas besar dan botol plastik; Mesin karton untuk kemasan lecek dan tabung; Mesin kartrid obat otomatis; Mesin karton vertikal; Mesin karton horizontal; Mesin lipat.


Menampilkan lebih banyak

#Fasilitas #Benin #Botswana #Dengan cepat #Anggaran #Bisnis #Cina #Biaya #Kosta Rika #Pantai Gading #El Salvador #Insinyur #Ghana #Mempekerjakan #Berapa banyak #India #Mauritania #Pembayaran #Harga #Membeli #Ulasan #Spanyol #Swedia #Sangat



Produk

- Persiapan Gelatin (31 video)
Penganalisis Meltdown (14 video)
Keringkan beku (19 video)
Pengerangan beku (19 video)
Kapsul (17 video)



Lebih banyak tautan

- Layar bergetar sita
Kemasan tablet
Pengerangan sublimasi kering beku
Pengisian garis digunakan
Kemasan flacon per kotak
Peralatan pengemasan strip otomatis
Homogenizers farmasi skema
Disk penghancur laboratorium
Plastik kemasan obat
Lecet produksi dan pengerjaan
Peralatan untuk kemasan tablet harga lecek per hari
Harga konveyor sekrup
Desainer blister
Perbaiki pompa dispenser
Membeli mesin pengemas

Anda mungkin juga menyukai ini



Sediaan homogenizer gel, krim dan salep untuk kosmetik dan farmasi
Peralatan Pencampur Serbuk Otomatis untuk produksi farmasi Polandia
Peralatan otomatis untuk mengisi lecek di kotak kardus UK


Tinggalkan kami komentar

Form with fields for 'Enter Your Name*', 'Enter Your Email*', and 'Enter Your Comment'.

Simpan nama, email, dan alamat situs web saya di browser ini untuk komentar di masa mendatang.

Post Comment

PHARMA VIDEO



Demonstrasi peralatan untuk produksi tablet, kapsul gelatin padat, kapsul gel lunak, dragee, butiran, bubuk, krim, salep, suspensi, obate cair, supositoria, gel.
Los Angeles, CA, AS.
WhatsApp + 375-29-393-23-82
info@pharma-manager.com

Informasi

- Tentang kami
Hubungi kami
Katalog
Laporkan video
Video Populer
10 foto teratas

Kategori

- Lepuh
Tablet
Tabung
Powder Press
Pencampuran bubuk
Layar bergetar
Sublimasi

tautan langsung

- Kemasan medis lembut
Layar bergetar
Minyak Agar
Butiran
Mesin Sealing
Peralatan untuk Pembersihan
Dispenser Vakum

Video Terbaru

- Thumbnail and title for 'Peralatan otomatis untuk...' (10.12.2020)
Thumbnail and title for 'Peralatan otomatis untuk...' (10.12.2020)
Thumbnail and title for 'Peralatan otomatis untuk...' (10.12.2020)