

Suka Tidak suka Menonton kemudian Lapor Matikan Lampu Berkongsi Sebelumnya Auto Seterusnya

Peralatan farmasi automatik untuk penyediaan dan penyimpanan bentuk dos cecair

100K pandangan • 17.09.2020

8.740K 100 Tangkap Skrin

Video-video yang berkaitan

Mesin pengisian dan penutup bot...

Pembungkusan Farmaseutikal 87.540K pandangan

Peralatan automatik untuk...

Akhbar Tablet Farmaseutikal 74.500K pandangan

Mesin tablet putar automatik yang...

Pembungkusan Farmaseutikal 99.870K pandangan

Peralatan pembungkusan...

Akhbar Tablet Farmaseutikal 90.400K pandangan

Peralatan ujian kelajuan pelet...

Akhbar Tablet Farmaseutikal 59.700K pandangan

Pembungkusan Farmaseutikal

294 Video •

Peralatan farmasi automatik untuk penyediaan dan penyimpanan borang dos cecair Pharma-Manager.com Video pengeluaran dan peralatan makmal dalam talian dari pengeluaran dan pembekal industri farmaseutikal terkemuka.

KATA KUNCI KAMI: Peralatan, katalog, farmaseutikal, teknologi, pembuatan, makmal, GMP, berita, farmasi, produk, industri, tanaman, reka bentuk, bilik bersih, kapsul gelatin, botol, ampul, tiub, topi, penutup, labeler, labeler, mesin, tablet, tekan, tabletpress, pharma, filling, dispenser, pharma, packing, blister, marker, labeling, printer, aplikasi, manual, pengisian kapsul, pengisian kapsul, penjualan, beli, foto, ciri, jual, solder, sealer, bedak, butiran, cecair, pepejal, lembut, kering.

Perlatal kami akan dapat melihat semua proses bagaimana ia dilakukan. Kami juga membantu anda memilih pelbagai jenis peralatan farmasi - mesin tablet makmal, mesin putar tablet, mesin hidraulik, granulator, pengadun, pengeringan, penghantaran serbuk vakum, mesin lepuh, mesin pembungkusan, mesin pengisian kapsul dan pelbagai jenis peralatan lain. Perunding kami akan membantu perbincangan, pemilihan, pembayaran, dan penghantaran peralatan farmasi ke bandar anda. Selama lebih dari 17 tahun kami bekerja di industri ini untuk pelanggan kami.

Ketua Pegawai Eksekutif syarikat Encik Roman Tsibulsky

Tulis: info@pharma-manager.com

WhatsApp telefon bimbit + 375-29-393-23-82

Skype: RomanTsibulsky

Kartonage istilah profesional - kependekan dari mesin kadbur, juga merujuk kepada proses pembungkusan lepuh, tiub, suppositoria dan produk farmaseutikal lain dalam kotak kadbur.

Jenis peralatan proses farmasi penggilap. Digunakan untuk penggilap akhir permukaan tablet dan kapsul gelatin keras selepas tablet dan enkapsulasi.

Jenis peralatan proses farmasi dispenser. Digunakan untuk pembungkusan cecair, pepejal pukal likat. Dos dilakukan dengan kaedah omboh dan ruang. Terdapat model penggunaan makmal dan industri.

Keluli tahan karat adalah istilah teknologi yang digunakan dalam pengeluaran farmaseutikal. Gred keluli khas, dari mana sebahagian besar peralatan untuk industri farmaseutikal dibuat. Jenama keluli tahan karat yang popular - keluli AISI 304, AISI 316.

Tiub jenis pembungkusan farmaseutikal. Digunakan untuk mengeluarkan krim dan salap. Setelah dilekatkan kedap adalah bekas yang boleh dipercayai untuk menyimpan dan menggunakan produk kosmetik dan perubatan. Bahan tiub - plastik dan aluminium.

Syarikat farmaseutikal dari Principality of Monaco.

Jenis ampuh kaca pakai individu untuk persediaan farmaseutikal cair. Digunakan untuk pembotolan dan penyimpanan ubat dalam keadaan steril, mempunyai leher nipis yang memanjang dan dinding kaca nipis.

Bekas PVC ialah teknologi yang digunakan dalam pembungkusan ubat-ubatan farmasi. Ini digunakan oleh pakar berkaitan dengan pembuatan kemasan sel yang kaku untuk ubat dari pita PVC plastik.


Kualiti tablet istilah teknologi yang digunakan dalam pengeluaran tablet farmasi. Tablet siap pakai selalu melalui beberapa peringkat ujian awal, sebelum pengeluaran besar-besaran dimulakan. Berat, ketebalan, kekuatan, masa pembubaran, kehadiran kerosakan dan kekotoran dipantau.

Jenis peralatan proses farmasi pengeringan beku. Digunakan untuk pengeluaran dehidrasi dan pengeringan makanan, produk farmaseutikal dan biologi. Kelembapan dalam vakum mengembun dan membeku. Pengeringan vakum membolehkan anda menghidrasi semula dan memulihkan produk dengan menambahkan air.


KATALOG KAMI PERALATAN FARMASI: Peralatan untuk penyediaan dan pengangkutan jisim tablet; Peralatan membosankan dan memberi makan awal; Penapis Centrifuge; Penapis getar untuk mengayak serbuk dan butiran; Kilang Farmasi Cone; Kilang tuluk farmasi; Pengadun pelet untuk pengeluaran industri; Pengering Pelet Katil Cecair; Tong untuk menyimpan tablet; serbuk dan pelet; Pengadun tong untuk serbuk dan butiran; Peralatan farmasi makmal; Peralatan industri untuk pengeluaran ubat; Mengangkat tiang untuk bekas; Mencuci botol dan botol; Mesin basuh botol dan botol separa automatik; Mencuci Botol Automatik; Penekan tablet untuk menekan tablet; Mesin tablet putar makmal; Mesin tablet putar makmal; Tekan tablet putar padat; Tekan tablet putar yang boleh dibasuh; Tekan tablet putar yang boleh dibasuh; Tekan tablet putar untuk menelek serbuk; Alat tekan untuk peralatan tablet; Lapisan untuk penggunaan cengkerang pada tablet; Peralatan mencuci dan pensterilan kontena; Mesin basuh botol separa automatik untuk mencuci picagari; Mesin basuh dan pengeringan automatik untuk ampul, botol dan kartrij; Terowong pirogenik untuk pensterilan ampul, botol, kartrij; Garis pengisian dan pengeluaran serbuk; Mesin pembotolan larutan cecair dan mesin pengeluaran serbuk; Mesin pembotolan untuk produk dengan kelikatan rendah; Mesin pembotolan dan botol penutup dua; Mesin Matahari Terbenam untuk Vial Berbagai Bentuk; Mesin pembotolan dan penutup untuk produk oftalmik; Mesin pengisian dan penutup botol kaca; Mesin Penutup Botol Plastik; Mesin pembotolan dalam ampul kaca dan botol penisi; Mengisi mesin dalam picagari plastik dan kartrij; Mesin pembotolan dalam botol, picagari dan kartrij; Mesin pengisian picagari dan kartrij; Mengisi beg plastik dan botol; Mesin Pembungkusan Infusi; Mesin pembotolan untuk beg infusi siap pakai; Garis untuk membentuk bekas dari butiran, dengan pengisian dan penutup berikutnya; Mesin pengisian dan penutup botol PE dan PP; Penyebaran ke dalam botol plastik dan botol; Peralatan pemeriksaan untuk ujian dadah; Mesin pemeriksaan untuk ampul kaca dan botol penisi; Mesin pemeriksaan untuk jarum suntik dan kartrij; Mesin pemeriksaan untuk pek infusi; Mesin pemeriksaan untuk botol kaca dan plastik yang besar; Mesin kadbur untuk pembungkusan lepuh dan tiub; Mesin kartrij ubat automatik; Mesin kadbur menegak; Mesin kadbur mendatar; Mesin lipat.

Tunjukkan lagi

#Austria #Kemboja #Dengan harga murah #Croatia #Hantar #Juruter #Estonia #Luxembourg #Madagascar #Pengurus #Palestin #Pembayar #Jualan #Stok #Nama Surin #Teknologi #Turkmenistan #Ukraine #Segera



Produk



Melepuh

20 video

SEBELUMNYA

Mesin tekan putar automatik untuk menekan tablet farmasi

Pembungkusan Farmaseutikal • 17.09.2020

SETERUSNYA


Peralatan automatik untuk mengeluarkan dan membersihkan kapsul gelatin dari lepuh

Pembungkusan Farmaseutikal • 17.09.2020

Lebih banyak pautan

- Tarikh pengeluaran pada lepuh
- Peralatan pembungkusan untuk membungkus kapsul dan tablet
- Pengadun untuk serbuk kering
- Pembuang automatik untuk tablet dan kapsul
- Beku pengering atas meja kering
- Mesin kadbur peranti
- Kilang dan kilang serbuk
- Pengeluaran produk serbuk pelet
- Peralatan untuk serbuk penyediaan
- Pembungkusan pengeluaran peralatan
- Butiran kayu pengeluaran
- Prinsip pengering beku berfungsi
- Dedusting device mengurangkan harga tablet debu
- Makmal penghancur beli
- Pengeringan untuk serbuk di

Anda mungkin juga menyukai ini



Mesin automatik untuk pembuatan kapsul gelatin lembut bersama ubatnya

Pembungkusan Farmaseutikal • 23.09.2020

98.700K pandangan



Peralatan automatik untuk membersihkan dan menggilap tablet dalam pengeluaran...

Akhbar Tablet Farmaseutikal • 26.11.2020

10.987K pandangan



Mesin lepuh automatik untuk produk batch madu, saus tomat, jem

Pembungkusan Farmaseutikal • 21.09.2020

20.014K pandangan

Tinggalkan kami satu komen

Enter Your Name*

Enter Your Email*

Enter Your Comment

Simpan nama, e-mel, dan alamat laman web saya di penyemak imbas ini untuk komen selanjutnya.

Post Comment

