

Suka Tidak suka Menonton kemudian Lapor Matikan Lampu Berkongsi Sebelumnya Auto Seterusnya

## Peralatan kapsul automatik untuk kapsul gelatin keras

45.105K pandangan • 20.11.2020


145K

Tangkap Skrin

### Video-video yang berkaitan




Mesin tablet putar automatik yang...  
Pembungkusan Farmaseutikal 99.870K pandangan



S Blade mixer untuk pembuata...  
Pembungkusan Farmaseutikal 81.150K pandangan



Penghasilan granulator mode...  
Akhbar Tablet Farmaseutikal 1.501K pandangan



Peralatan untuk kapsul minyak...  
Akhbar Tablet Farmaseutikal 1.547K pandangan



Tablet makmal automatik tekan...  
Pembungkusan Farmaseutikal

Akhbar Tablet Farmaseutikal

597 Video

Peralatan kapsul automatik untuk kapsul gelatin keras Pharma-Manager.com Video pengeluaran dan peralatan makmal dalam talian dari pengeluaran dan pembekal industri farmaseutikal terkenama.

KATA KUNCI KAMI: Peralatan, katalog, farmaseutikal, teknologi, pembuatan, makmal, GMP, berita, farmasi, produk, industri, tanaman, reka bentuk, bilik bersih, kapsul gelatin, botol, ampul, tiub, topi, penutup, labeler, mesin, tablet, tekan, tabletpress, pharma, filling, dispenser, pharma, packing, blister, marker, labeling, printer, aplikasi, manual, pengisian kapsul, pengisian kapsul, penjualan, beli, foto, ciri, jual, solder, sealer, bedak, butiran, cecair, pepejal, lembut, kering.

Pelawat kami akan dapat melihat semua proses bagaimana ia dilakukan. Kami juga membantu anda memilih pelbagai jenis peralatan farmasi - mesin tablet makmal, mesin putar tablet, mesin hidraulik, granulator, pengadun, pengeringan, penghantar serbuk vakum, mesin lepuh, mesin pembungkusan, mesin pengisian kapsul dan pelbagai jenis peralatan lain. Perunding kami akan membantu perincangan, pemilihan, pembayaran, dan penghantaran peralatan farmasi ke bandar anda. Selama lebih dari 17 tahun kami bekerja di industri ini untuk pelanggan kami.

Ketua Pegawai Eksekutif syarikat Encik Roman Tsibulsky

Tulis: info@pharma-manager.com

WhatsApp telefon bimbit + 375-29-393-23-82

Skype: RomanTsibulsky

Jenis pengaduk magnet peralatan makmal farmasi. Digunakan untuk mencampurkan produk farmaseutikal dan biologi cecair di makmal. Reka bentuk khas pengaduk magnet mengelakkan geser semasa mencampurkan cecair.

Lepuh dengan kapsul jenis pembungkusan yang memaksimumkan penyimpanan kapsul gelatin keras dengan serbuk dan kapsul gelatin lembut dengan minyak, dari kesan persekitaran. Kaedah utama untuk mempengaruhi kulit kapsul adalah kelembapan. Berada di sel individu lepuh, kapsul gelatin dilindungi secara maksimum.

Vial tutup istilah teknologi yang digunakan dalam pengeluaran ubat-ubatan farmasi. Ia digunakan oleh pakar mengenai penutup skru untuk penutup botol plastik dan kaca dengan ubat-ubatan.

Mesin pengisian tiub jenis peralatan proses farmaseutikal. Digunakan untuk mengisi tiub plastik atau aluminium dengan pelbagai krim dan salap untuk kegunaan farmaseutikal dan kosmetik. Prosesnya dapat automatik dengan memberi makan tiub kosong, mengisi sejumlah bahan tertentu dan menutup tepi tiub.

Pembuatan salap adalah proses teknologi pengeluaran produk farmaseutikal. Homogenisasi adalah komponen teknologi utama, menggunakan tiub plastik dan aluminium untuk pembungkusan bermeter dari krim, salap, pasta dan gel yang dihasilkan dalam pembungkusan individu.

Granulator jenis peralatan farmasi yang digunakan untuk granulasi bahan serbuk. Tugas menggunakan granulator dalam pembentukan butiran kuat sfera. Menurut prinsip operasi teknologi, granulator dibahagikan kepada dua kumpulan: dengan kelembapan serbuk dan tanpa kelembapan.

Mengisi istilah teknologi yang digunakan dalam pengeluaran ubat-ubatan farmasi. Alat ini digunakan oleh pakar mengenai kemasan cecair yang diukur dalam pelbagai bekas plastik dan kaca.

Katalog peralatan semua maklumat teknikal peralatan farmasi disajikan dalam katalog elektronik di mana pembeli dapat mencari gambar, video kerja, kos dan keadaan penghantaran. Katalog mensistematiskan baris automatik dan mesin individu ke dalam kumpulan menggunakan tajuk tematik.

Lyofilisasi proses teknologi dalam pengeluaran ubat-ubatan farmasi. Pengeringan bahan cair dan pepejal berteknologi tinggi, diikuti dengan pemeliharaan struktur asal dalam bahan kering, ciri fizikal dan kimia, aktiviti biologi.

Syarikat farmaseutikal dari Republik Kazakhstan.

KATALOG KAMI PERALATAN FARMASI: Peralatan untuk penyediaan dan pengangkutan jisim tablet; Peralatan membosankan dan memberi makan awal; Penapis Centrifuge;


Penapis getar untuk mengayak serbuk dan butiran; Kilang Farmasi Cone; Kilang tutuk farmasi; Pengaduk pelet untuk pengeluaran industri; Pengering Pelet Katil Cecair; Tong untuk menyimpan tablet, serbuk dan pelet; Pengadun tong untuk serbuk dan butiran; Peralatan farmasi makmal; Peralatan industri untuk pengeluaran ubat; Mengangkat tiang untuk bekas; Mencuci botol dan botol; Mesin basuh botol dan botol separa automatik; Mencuci Botol Automatik; Penekan tablet untuk menekan tablet; Mesin tablet putar makmal; Mesin tablet putar padat; Tekan tablet putar yang boleh dibasuh; Tekan tablet putar yang boleh dibasuh; Tekan tablet putar untuk menekan serbuk; Alat tekan untuk peralatan tablet; Lapisan untuk penggunaan cengkerang pada tablet; Peralatan mencuci dan pensterilkan kontena; Mesin basuh botol separa automatik untuk mencuci picagari; Mesin basuh dan pengeringan automatik untuk ampul, botol dan kartrij; Terowong pirogenik untuk pensterilan ampul, botol, kartrij; Garis pengisian dan pengeluaran serbuk; Mesin pembotolan larutan cecair dan mesin pengeluaran serbuk; Mesin pembotolan untuk produk dengan kelatuan rendah; Mesin pembotolan dan penutup botol kaca; Mesin Penutup Botol Plastik; Mesin pembotolan dalam ampul kaca dan botol penisilin; Mengisi mesin dalam picagari plastik dan kartrij; Mesin pembotolan dalam botol, picagari dan kartrij; Mesin pengisian picagari dan kartrij; Mengisi beg plastik dan botol; Mesin Pembungkusan Infusi; Mesin pembotolan untuk beg infusi siap pakai; Garis untuk membentuk bekas butiran, dengan pengisian dan penutupan berikutnya; Mesin pengisian dan penutup botol PE dan PP; Penyebaran ke dalam botol plastik dan botol; Peralatan pemeriksaan untuk ujian dadah; Mesin pemeriksaan untuk ampul kaca dan botol penisilin; Mesin pemeriksaan untuk jarum suntik dan kartrij; Mesin pemeriksaan untuk pek infusi; Mesin pemeriksaan untuk botol kaca dan plastik yang besar; Mesin kadod untuk pembungkusan lepuh dan tiub; Mesin kartrij untuk automatik; Mesin kadod menegak; Mesin kadod mendatar; Mesin lipat.

Tunjukkan lagi

#Penyesuaian #Kemudahan #Botswana #Perniagaan #Kos #Harga yang dihormati #Hantar #Djibouti #Juruter #Pembayaran #Farmaseutikal #Harga #Syor #Sewa #Rusia #Thailand #Segera #Zimbabwe



### Produk



Pencincang

37 video




Jangka hayat

32 video




Kapsul gelatin yang lancar

32 video



Pembungkusan kedap

35 video



Penutup skru

37 video



SEBELUMNYA

Peralatan automatik untuk mengisi lepuh di kotak kadod UK

Akhbar Tablet Farmaseutikal • 20.11.2020



SETERUSNYA

Peralatan farmaseutikal untuk mengisi dan menyeti tiub plastik dengan krim dan salap USA

Akhbar Tablet Farmaseutikal • 20.11.2020

### Lebih banyak pautan

- Tiub krim pembungkusan
- Butiran kayu pengeluaran
- Bekukan pengeringan kering sepangoly
- Kapsul agar-agar pepejal kosong
- Peralatan untuk botol rokok cecair elektronik
- Pembekuan labconco pengeringan kering
- Membersihkan lepuh
- Tong pengaduk yang digunakan
- Dispenser cecair industri
- Pelet pengeluaran dari
- Tablet lepuh untuk pengeluaran
- Industri pembungkusan susut panas beli mesin
- Jenis pengaduk untuk serbuk
- Saringan getaran mekanikal
- Berapakah pembuatan lepuh yang bernilai

### Anda mungkin juga menyukai ini



Mesin pembungkusk automatik untuk mengemas serbuk dan butiran ke dalam baha...

Akhbar Tablet Farmaseutikal • 11.09.2020

1.550K pandangan



Mesin pembungkusk kadod automatik untuk lepuh dengan tablet di dalam kotak

Pembungkusk Farmaseutikal • 16.09.2020 • 950 pandangan



Mengira botol plastik mesin pengisi kapsul gelatin keras

Akhbar Tablet Farmaseutikal • 09.09.2020 • 1.559K pandangan

© 2021 Video peralatan farmasi oleh Pengurus Pharma. Hak cipta terpelihara.



1.054  
1.050  
1.049

1.050  
1.049

1.049

Post Comment

Simpan nama, e-mel, dan alamat laman web saya di penyemak imbas ini untuk komen selanjutnya.

Enter Your Name\*

Enter Your Email\*

Enter Your Comment

Simpan nama, e-mel, dan alamat laman web saya di penyemak imbas ini untuk komen selanjutnya.

Post Comment

Simpan nama, e-mel, dan alamat laman web saya di penyemak imbas ini untuk komen selanjutnya.

Post Comment

Simpan nama, e-mel, dan alamat laman web saya di penyemak imbas ini untuk komen selanjutnya.

Post Comment

Simpan nama, e-mel, dan alamat laman web saya di penyemak imbas ini untuk komen selanjutnya.

Post Comment

Simpan nama, e-mel, dan alamat laman web saya di penyemak imbas ini untuk komen selanjutnya.

Post Comment

Simpan nama, e-mel, dan alamat laman web saya di penyemak imbas ini untuk komen selanjutnya.

Post Comment

Simpan nama, e-mel, dan alamat laman web saya di penyemak imbas ini untuk komen selanjutnya.

Post Comment

Simpan nama, e-mel, dan alamat laman web saya di penyemak imbas ini untuk komen selanjutnya.

Post Comment

Simpan nama, e-mel, dan alamat laman web saya di penyemak imbas ini untuk komen selanjutnya.

Post Comment

Simpan nama, e-mel, dan alamat laman web saya di penyemak imbas ini untuk komen selanjutnya.

Post Comment

Simpan nama, e-mel, dan alamat laman web saya di penyemak imbas ini untuk komen selanjutnya.

Post Comment

Simpan nama, e-mel, dan alamat laman web saya di penyemak imbas ini untuk komen selanjutnya.

Post Comment

Simpan nama, e-mel, dan alamat laman web saya di penyemak imbas ini untuk komen selanjutnya.

Post Comment

Simpan nama, e-mel, dan alamat laman web saya di penyemak imbas ini untuk komen selanjutnya.

Post Comment

Simpan nama, e-mel, dan alamat laman web saya di penyemak imbas ini untuk komen selanjutnya.

Post Comment

Simpan nama, e-mel, dan alamat laman web saya di penyemak imbas ini untuk komen selanjutnya.

Post Comment

Simpan nama, e-mel, dan alamat laman web saya di penyemak imbas ini untuk komen selanjutnya.

Post Comment

Simpan nama, e-mel, dan alamat laman web saya di penyemak imbas ini untuk komen selanjutnya.

Post Comment

Simpan nama, e-mel, dan alamat laman web saya di penyemak imbas ini untuk komen selanjutnya.