

Sistem penyimpanan dan pengangkutan automatik untuk serbuk dan butiran untuk pengeluaran farmasi

955 pandangan • 14.09.2020

887 10

Tangkap Skrin

Akhbar Tablet Farmaseutikal

597 Video •

Sistem penyimpanan dan pengangkutan automatik untuk serbuk dan butiran untuk pengeluaran farmasi Pharma-Manager.com Video pengeluaran dan peralatan makmal dalam talian dari pengeluar dan pembekal industri farmasi terkemuka.

KATA KUNCY KAMI: Peralatan, katalog, farmaseutikal, teknologi, pembuatan, makmal, GMP, berita, farmasi, produk, industri, tanaman, reka bentuk, bilik bersih, kapsul gelatin, botol, ampul, tiub, topi, penutup, labeler, labeler, mesin, tablet, tekan, tabletpress, pharma, filling, dispenser, pharma, packing, blister, marker, labeling, printer, aplikasi, manual, pengisian kapsul, pengisian kapsul, penjualan, beli, foto, ciri, jual, solder, sealer, bedak, butiran, cecair, pepejal, lembut, kering.

Pelawat kami akan dapat melihat semua proses bagaimana ia dilakukan. Kami juga membantu anda memilih pelbagai jenis peralatan farmasi - mesin tablet makmal, mesin putar tablet, mesin hidraulik, granulator, pengadun, pengeringan, penghantaran serbuk vakum, mesin lepuh, mesin pembungkusan, mesin pengisian kapsul dan pelbagai jenis peralatan lain. Perunding kami akan membantu perbincangan, pemilihan, pembayaran, dan penghantaran peralatan farmasi ke bandar anda. Selama lebih dari 17 tahun kami bekerja di industri ini untuk pelanggan kami.

Ketua Pegawai Eksekutif syarikat Encik Roman Tisbulsky

Tulis: info@pharma-manager.com

WhatsApp telefon bimbit + 375-29-393-23-82

Skype: RomanTisbulsky

Jenis alat proses farmasi pemisah habuk. Ia digunakan untuk penyaringan residu serbuk secara mekanikal dari permukaan tablet semasa tableting dan menekan pada tekan tablet berputar, serta dari permukaan kapsul gelatin keras semasa enkapsulasi. Syarikat farmaseutikal dari Republik Burundi.

Melancarkan istilah teknologi yang digunakan dalam pengeluaran butiran farmasi. Serbuk pra-lembap diletakkan pada cakera berputar berkelajuan tinggi di mana sayatan terbentuk. Prinsip menggulung serbuk ke dalam ukuran butiran seragam digunakan, yang memerlukan pengeringan berikutnya.

Pengadun untuk jenis peralatan proses farmasi cecair. Digunakan untuk semua jenis pengadun untuk mencampurkan produk farmaseutikal dan biologi cair.

Draging boiler jenis peralatan proses farmasi. Digunakan untuk pembentukan pelet berlapis-lapis, serta untuk menerapkan lapisan hiasan dan pelindung ke permukaan tablet. Meterai pembungkusan istilah teknologi yang digunakan dalam pembungkusan farmaseutikal ubat-ubatan. Ia digunakan oleh pakar untuk mewujudkan keadaan terbaik untuk pengawetan ubat dalam bekas plastik, kertas dan kaca.

Keluli tahan karat berlubang adalah istilah teknologi yang digunakan dalam pengeluaran ubat-ubatan farmasi. Jenis keluli tahan karat khas, dengan pelbagai ketebalan, dengan sejumlah lubang yang dihasilkan secara industri.

Timbangan makmal jenis peralatan makmal farmasi. Digunakan untuk mengawal berat badan pelbagai bahan mentah farmasi dan perubatan Terdapat banyak model skala dengan ketepatan penimbangan yang berbeza.


Syarikat farmaseutikal dari Burkina Faso.

Numerator jenis peralatan proses farmasi. Digunakan untuk melabel produk farmaseutikal dan biologi dengan mencetak atau mencantumkan maklumat pada kadbad, kertas, kerajang.

KATALOG KAMI PERALATAN FARMASI: Peralatan untuk penyediaan dan pengangkutan jisim tablet; Peralatan membosankan dan memberi makan awal; Penapis Centrifuge; Penapis getar untuk mengayak serbuk dan butiran; Kilang Farmasi Cone; Kilang tuluk farmasi; Pengadun pelet untuk pengeluaran industri; Pengering Pelet Katil Cecair; Tong untuk menyimpan tablet, serbuk dan pelet; Pengadun tong untuk serbuk dan butiran; Peralatan farmasi makmal; Peralatan industri untuk pengeluaran ubat; Mengangkat tiang untuk menyimpan; Mencuci botol dan botol; Mesin basuh botol dan botol separa automatik; Mencuci Botol Automatik; Penekan tablet untuk menekan tablet; Mesin tablet putar makmal; Mesin tablet putar makmal; Tekan tablet putar padat; Tekan tablet putar yang boleh dibasuh; Tekan tablet putar yang boleh dibasuh; Tekan tablet putar untuk menekan serbuk; Alat tekan untuk peralatan tablet; Lapisan untuk penggunaan cengkerang pada tablet; Peralatan mencuci dan pensterilkan kontena; Mesin basuh botol separa automatik untuk mencuci picagari; Mesin basuh dan pengeringan automatik untuk ampul, botol dan kartir; Terowong pirogenik untuk pensterilan ampul, botol, kartir; Garis pengisian dan pengeluaran serbuk; Mesin pembotolan larutan cecair dan mesin pengeluaran serbuk; Mesin pembotolan untuk produk dengan kelakuan rendah; Mesin pembotolan dan botol penutup dua; Mesin Matahari Terbenam untuk Vial Berbagai Bentuk; Mesin pembotolan dan penutup untuk produk oftalmik; Mesin pengisian dan penutup botol kaca; Mesin Penutup Botol Plastik; Mesin pembotolan dalam ampul kaca dan botol penisilin; Mengisi mesin dalam picagari plastik dan kartir; Mesin pembotolan dalam botol, picagari dan kartir; Mesin pengisian picagari dan kartir; Mengisi beg plastik dan botol; Mesin Pembungkusan Infusi; Mesin pembotolan untuk beg infusi siap pakai; Garis untuk membentuk bekas dari butiran, dengan pengisian dan penutup berikutnya; Mesin pengisian dan penutup botol PE dan PP; Penyebaran ke dalam botol plastik dan botol; Peralatan pemeriksaan untuk ujian dadah; Mesin pemeriksaan untuk ampul kaca dan botol penisilin; Mesin pemeriksaan untuk jarum suntik dan kartir; Mesin pemeriksaan untuk pek infusi; Mesin pemeriksaan untuk botol kaca dan plastik yang besar; Mesin kadbad untuk pembungkusan lepuh dan tiub; Mesin kartir untuk automatik; Mesin kadbad menegak; Mesin kadbad mendatar; Mesin lipat.

Tunjukkan lagi

#Kemudahan #Artsakh #Komen #Kos #Hantar #Diskaun #Iran #Jordan #Kazakhstan #Kuwait #Latvia #Farmaseutikal #Filipina #Syor #San Marino #Sepanyol #Sri Lanka #Sudan #Orang Switzerland #Syria #Kekunci pusing #USA



SEBELUMNYA

Tiub plastik mesin pengisian dan pengedap automatik untuk kosmetik dan farmasi

Akhbar Tablet Farmaseutikal • 14.09.2020

SETERUSNYA

Peralatan kadbad automatik untuk kemasan lepuh dengan kapsul dan arahan dalam kotak

Akhbar Tablet Farmaseutikal • 14.09.2020

Lebih banyak pautan

• Harga pembungkusan Doypack

• Pembungkusan plastik ubat

• Flacon pembungkusan

• Pembungkusan lepuh adalah

• Pengeluaran farmasi suppositoria

• Pengaliran peralatan Krones

• Mengemas peralatan mini

• Peralatan pembungkusan pembungkusan

• Mesin pelabelan di bank kaca

• Suppositori pengeluaran di syarikat pasaran farmaseutikal

• Mesin basuh tangan

• Dispenser untuk membungkus teh

• Dispenser serbuk longgar

• Tuang dalam botol 10 ml

• Mesin pelabelan 15

Anda mungkin juga menyukai ini



Mesin lepuh automatik untuk mengisi tablet dalam lepuh ALU / ALU

Pembungkusan Farmaseutikal • 28.09.2020

50.875K pandangan



Pembungkusan peralatan automatik kotak kadbad dalam selofan dalam pengeluaran...

Akhbar Tablet Farmaseutikal • 04.12.2020

41.907K pandangan



Peralatan automatik untuk memeriksa kualiti ubat dalam pengeluaran farmasi Moldova

Akhbar Tablet Farmaseutikal • 09.12.2020

107.900K pandangan

Tinggalkan kami satu komen

Enter Your Name*

Enter Your Email*

Enter Your Comment

Simpan nama, e-mel, dan alamat laman web saya di penyemak imbas ini untuk komen selanjutnya.

Post Comment

© 2021 Video peralatan farmasi oleh Pengurus Pharma. Hak cipta terpelihara.



Privacy - Terms

PHARMA VIDEO

Maklumat

Kategori

Pautan Pantas

Video Terkini

Demonstrasi peralatan untuk pengeluaran tablet, kapsul gelatin padat, kapsul gel lembut, dragee, butiran, serbuk, krim, salap, penggantungan, ubat cair, suppositoria, gel.

Hubungi Kami

Tentang kita

Katalog

Laporan video

Video Popular

10 foto teratas

WhatsApp + 375-29-393-23-82

info@pharma-manager.com

Tentang kita

Hubungi Kami

Tentang kita

Katalog

Laporan video

Video Popular

10 foto teratas

WhatsApp + 375-29-393-23-82

info@pharma-manager.com

Tentang kita

Hubungi Kami

Tentang kita

Katalog

Laporan video

Video Popular

10 foto teratas

WhatsApp + 375-29-393-23-82

info@pharma-manager.com

Tentang kita

Hubungi Kami

Tentang kita

Katalog

Laporan video

Video Popular

10 foto teratas

WhatsApp + 375-29-393-23-82

info@pharma-manager.com

Tentang kita

Hubungi Kami

Tentang kita

Katalog

Laporan video

Video Popular

10 foto teratas

WhatsApp + 375-29-393-23-82

info@pharma-manager.com

Tentang kita

Hubungi Kami

Tentang kita

Katalog

Laporan video

Video Popular

10 foto teratas

WhatsApp + 375-29-393-23-82

info@pharma-manager.com

Tentang kita

Hubungi Kami

Tentang kita

Katalog

Laporan video

Video Popular

10 foto teratas

WhatsApp + 375-29-393-23-82

info@pharma-manager.com

Tentang kita

Hubungi Kami

Tentang kita

Katalog

Laporan video

Video Popular

10 foto teratas

WhatsApp + 375-29-393-23-82

info@pharma-manager.com

Tentang kita