

## Video-video yang berkait:




Peralatan automatik untuk...  
Akhbar Tablet Farmaseutikal 97.54K pandangan




Peralatan automatik untuk...  
Akhbar Tablet Farmaseutikal 45.807K pandangan



Mesin lepuh automatik untuk...  
Pembungkusan Farmaseutikal 80.800K pandangan



Peralatan automatik untuk...  
Pembungkusan Farmaseutikal 14.570K pandangan



Peralatan automatik untuk...  
Akhbar Tablet Farmaseutikal 79.900K pandangan

## Peralatan automatik mengawal berat dan penyingkiran pembungkusan dalam pengeluaran farmasi

100.541K pandangan · 02.12.2020

41.010K

4.100K

Tangkap Skrin

Akhbar Tablet Farmaseutikal  
597 Video ·

Berat dan penghapusan pembungkusan kawalan peralatan automatik dalam pengeluaran farmaseutikal.

KATA KUNCI KAMI: Peralatan, katalog, farmaseutikal, teknologi, pembuatan, makmal, GMP, berita, farmasi, produk, industri, tanaman, reka bentuk, bilik bersih, kapsul gelatin, botol, ampu, tiub, topi, penutup, labeler, labeler, mesin, tablet, tekan, tabletpress, pharma, filling, dispenser, pharma, packing, blister, marker, labeling, printer, aplikasi, manual, pengisian kapsul, pengisi kapsul, penjualan, beli, foto, ciri, jual, solder, sealer, bedak, butiran, cecair, pepejal, lembut, kering.

Pelawat kami akan dapat melihat semua proses bagaimana ia dilakukan. Kami juga membantu anda memilih pelbagai jenis peralatan farmasi - mesin tablet makmal, mesin putar tablet, mesin hidraulik, granulator, pengadun, pengeringan, penghantar serbuk vakum, mesin lepuh, mesin pembungkusan, mesin pengisian kapsul dan pelbagai jenis peralatan lain. Perunding kami akan membantu perbincangan, pemilihan, pembayaran, dan penghantaran peralatan farmasi ke bandar anda. Selama lebih dari 17 tahun kami bekerja di industri ini untuk pelanggan kami.

Ketua Pegawai Eksekutif syarikat Encik Roman Tsibulsky

Tulis: info@pharma-manager.com

WhatsApp telefon bimbit + 375-29-393-23-82

Skype: RomanTsibulsky

Gelatin istilah teknologi yang digunakan dalam pembuatan kapsul keras dan lembut. Bahan mentah dalam bentuk serbuk, kolagen protein yang dihidrolisis sebahagian, produk pemprosesan tisu penghubung haiwan.

Lyophilizer jenis peralatan proses farmaseutikal. Digunakan untuk pengeluaran dehidrasi dan pengeringan makanan, produk farmaseutikal dan biologi. Kelembapan dalam vakum mengembun dan membeku. Terdapat model makmal untuk penyelidikan dan pemasangan industri.

Skr penghantar jenis peralatan farmasi Digunakan untuk pemindahan jauh dari bahan mentah berbutir dan serbuk dari tangki simpanan ke peralatan proses.

Melepuh dengan tablet jenis pembungkusan yang memaksimumkan penyimpanan tablet dari serbuk dari kesan persekitaran. Cara utama tablet mempengaruhi kelembapan. Pada sel-sel individu lepuh, tablet dilindungi secara maksimum.

Jenis mesin pembungkusan peralatan pembungkusan farmasi. Pembungkusan terpakai pelbagai barang dalam kotak kadob. Selain memasukkan barang ke dalam mesin kadob, ada fungsi tab petunjuk kertas.

Istilah farmaseutikal biasa. Nama umum bahan mentah perubatan kimia atau sayur-sayuran menjadi pecahan halus.

Jenis peralatan proses farmasi pengeringan beku. Digunakan untuk pengeluaran dehidrasi dan pengeringan makanan, produk farmaseutikal dan biologi. Kelembapan dalam vakum mengembun dan membeku. Pengeringan vakum membolehkan anda menghidrasi semula dan memulihkan produk dengan menambahkan air.

Mengurangkan tablet jenis peralatan proses farmasi. Digunakan untuk penyingkiran residu serbuk secara mekanikal dari permukaan tablet semasa membuat tablet dan menekan pada penekan tablet berputar.


Keluli tahan karat adalah istilah teknologi yang digunakan dalam pengeluaran farmaseutikal. Gred keluli khas, dari mana sebahagian besar peralatan untuk industri farmaseutikal dibuat. Jenama keluli tahan karat yang popular - keluli AISI 304, AISI 316.

Homogenizer jenis peralatan proses farmaseutikal. Digunakan untuk mendapatkan campuran cecair dan pepejal yang homogen. Kelajuan pisau homogenizer mekanikal boleh berbeza-beza. Terdapat model aplikasi makmal dan industri.

KATALOG KAMI PERALATAN FARMASI: Peralatan untuk penyediaan dan pengangkutan jisim tablet; Peralatan membosankan dan memberi makan awal; Penapis Centrifuge; Penapis getar untuk mengayak serbuk dan butiran; Kilang Farmasi Cone; Kilang tukul farmasi; Pengadun pelet untuk pengeluaran industri; Pengering Pelet Katil Cecair; Tong untuk menyimpan tablet, serbuk dan pelet; Pengadun tong untuk serbuk dan butiran; Peralatan farmasi makmal; Peralatan industri untuk pengeluaran ubat; Mengangkat tiang untuk bekas; Mencuci botol dan botol; Mesin basuh botol dan botol separa automatik; Mencuci Botol Automatik; Penekan tablet untuk menekan tablet; Mesin tablet putar makmal; Mesin tablet putar padat; Tekan tablet putar yang boleh dibasuh; Tekan tablet putar yang boleh dibasuh; Tekan tablet putar untuk membran; Alat tekan untuk peralatan tablet; Lapisan untuk penggunaan cengkerang pada tablet; Peralatan mencuci dan pensterilan kontena; Mesin basuh botol separa automatik untuk mencuci picagari; Mesin basuh dan pengeringan automatik untuk ampu, botol dan kartrij; Terowong pirogenik untuk pensterilan ampu, botol, kartrij; Garis pengisian dan pengeluaran serbuk; Mesin pembotolan larutan cecair dan mesin pengeluaran serbuk; Mesin pembotolan untuk produk dengan kelikatan rendah; Mesin pembotolan dan botol penutup dua; Mesin Matahari Terbenam untuk Vial Berbagai Bentuk; Mesin pembotolan dan penutup untuk produk oftalmik; Mesin pengisian dan penutup botol kaca; Mesin Penutup Botol Plastik; Mesin pembotolan dalam ampu kaca dan botol penisilin; Mengisi mesin dalam picagari plastik dan kartrij; Mesin pembotolan dalam botol, picagari dan kartrij; Mesin pengisian picagari dan kartrij; Mengisi beg plastik dan botol; Mesin Pembungkusan Infusi; Mesin pembotolan untuk beg infusi siap pakai; Garis untuk membentuk bekas dari butiran, dengan pengisian dan penutup berikutnya; Mesin pengisian dan penutup botol PE dan PP; Penyebaran ke dalam botol plastik dan botol; Peralatan pemeriksaan untuk ujian dadah; Mesin pemeriksaan untuk ampu kaca dan botol penisilin; Mesin pemeriksaan untuk jarum suntik dan kartrij; Mesin pemeriksaan untuk pek infusi; Mesin pemeriksaan untuk botol kaca dan plastik yang besar; Mesin kadob untuk pembungkusan lepuh dan tiub; Mesin kartrij ubat automatik; Mesin kadob menegak; Mesin kadob mendatar; Mesin lipat.

Tunjukkan lagi

#Penyesuaian #penilaian #Penghantaran #Potongan harga #kilang #pasaran farmaseutikal #membuat pesanan #Promosi #dengan pantas #rancangan perniagaan siap #Jualan #Menjual #jual #Franc Switzerland #Hari ini #Dolar A.S. #Segera #Borong



## Produk



Pita suppositoria

39 video



Suppositoria

36 video



Sublimasi

47 video




Tangki keluli tahan karat

29 video



Jangka hayat

32 video



SEBELUMNYA

Peralatan automatik untuk melekatkan label pelekat diri pada kotak dalam pengeluaran farmaseutikal

Akhbar Tablet Farmaseutikal · 02.12.2020

SETERUSNYA

Peralatan pelabelan automatik pada botol penisilin dalam pengeluaran farmaseutikal

Akhbar Tablet Farmaseutikal · 02.12.2020

## Lebih banyak pautan

- Peralatan mengisi botol botol wain
- Krim finland pengeluaran
- Lekapkan alatan radas
- Tablet mesin mt 3a
- Penyejukan pengeringan di wad

- Pencerobohan sublimasi
- Pembungkusan ke pakej doypack
- Pam farmasi dispenser untuk flacon
- Talian automatik untuk pengeluar mengisi dan mengemas suppositori
- Pembungkusan serbuk

- Mengemas peralatan di doypack
- Erema granulator
- Bahan bantu untuk suppositori pengeluaran
- Peralatan untuk menutup botol untuk dibeli
- Kilang untuk penyediaan serbuk farmasi

## Anda mungkin juga menyukai ini



Homogenizer farmasi untuk penyediaan krim dan emulsif dalam pengeluaran kosmetik

Pembungkusan Farmaseutikal · 22.09.2020 ·

9.798K pandangan



Peralatan untuk mencuci dan mensterilkan botol kaca dalam pengeluaran ubat-ubatan

Pembungkusan Farmaseutikal · 23.09.2020 ·

74.578K pandangan




Peralatan automatik untuk pemberian dos serbuk dalam botol plastik

Pembungkusan Farmaseutikal · 21.09.2020 ·

8.945K pandangan

© 2021 Video peralatan farmasi oleh Pengurus Pharma. Hak cipta terpelihara.



Simpan nama, e-mel, dan alamat laman web saya di penyemak imbas ini untuk komen selanjutnya.

Post Comment

Enter Your Name\*

Enter Your Email\*

Enter Your Comment

Simpan nama, e-mel, dan alamat laman web saya di penyemak imbas ini untuk komen selanjutnya.

Post Comment

Enter Your Name\*

Enter Your Email\*

Enter Your Comment

Simpan nama, e-mel, dan alamat laman web saya di penyemak imbas ini untuk komen selanjutnya.

Post Comment

Enter Your Name\*

Enter Your Email\*

Enter Your Comment

Simpan nama, e-mel, dan alamat laman web saya di penyemak imbas ini untuk komen selanjutnya.

Post Comment

Enter Your Name\*

Enter Your Email\*

Enter Your Comment

Simpan nama, e-mel, dan alamat laman web saya di penyemak imbas ini untuk komen selanjutnya.

Post Comment

Enter Your Name\*

Enter Your Email\*

Enter Your Comment

Simpan nama, e-mel, dan alamat laman web saya di penyemak imbas ini untuk komen selanjutnya.

Post Comment

Enter Your Name\*

Enter Your Email\*

Enter Your Comment

Simpan nama, e-mel, dan alamat laman web saya di penyemak imbas ini untuk komen selanjutnya.

Post Comment

Enter Your Name\*

Enter Your Email\*

Enter Your Comment

Simpan nama, e-mel, dan alamat laman web saya di penyemak imbas ini untuk komen selanjutnya.

Post Comment

Enter Your Name\*

Enter Your Email\*

Enter Your Comment

Simpan nama, e-mel, dan alamat laman web saya di penyemak imbas ini untuk komen selanjutnya.

Post Comment

Enter Your Name\*

Enter Your Email\*

Enter Your Comment

Simpan nama, e-mel, dan alamat laman web saya di penyemak imbas ini untuk komen selanjutnya.

Post Comment

Enter Your Name\*

Enter Your Email\*

Enter Your Comment

Simpan nama, e-mel, dan alamat laman web saya di penyemak imbas ini untuk komen selanjutnya.

Post Comment

Enter Your Name\*

Enter Your Email\*

Enter Your Comment

Simpan nama, e-mel, dan alamat laman web saya di penyemak imbas ini untuk komen selanjutnya.

Post Comment

Enter Your Name\*

Enter Your Email\*

Enter Your Comment