

Suka Tidak suka Menonton kemudian Lapor Matikan Lampu Berkongsi Sebelumnya Auto Seterusnya

Sampel tabung plastik dengan krim, saus tomat, salap, krim, gam dan produk cecair dan likat lain

99.840K pandangan · 24.09.2020

140 Tangkap Skrin


Video-video yang berkaitan




Peralatan automatik untuk...
Akhbar Tablet Farmaseutikal 110.454K pandangan




Mesin tekan automatik untuk...
Pembungkusan Farmaseutikal 1.455K pandangan



Botol kaca sistem penutup botol da...
Akhbar Tablet Farmaseutikal 1.400K pandangan



Mesin lepuh automatik...
Akhbar Tablet Farmaseutikal 1.645K pandangan



Hornogenizer dengan jaket air...
Akhbar Tablet Farmaseutikal 978 pandangan

Pembungkusan Farmaseutikal

294 Video

Sampel tabung plastik dengan krim, saus tomat, salap, krim, lem dan produk cecair dan likat lain.

KATA KUNCI KAMI: Peralatan, katalog, farmaseutikal, teknologi, pembuatan, makmal, GMP, berita, farmasi, produk, industri, tanaman, reka bentuk, bilik bersih, kapsul gelatin, botol, ampol, tiub, topi, penutup, labeler, labeler, mesin, tablet, tekan, tabletpress, pharma, filling, dispenser, pharma, packing, blister, marker, labeling, printer, aplikasi, manual, pengisian kapsul, pengisian kapsul, penjualan, beli, foto, ciri, jual, solder, sealer, bedak, butiran, cecair, pepejal, lembut, kering.

Pelawat kami akan dapat melihat semua proses bagaimana ia dilakukan. Kami juga membantu anda memilih pelbagai jenis peralatan farmasi - mesin tablet makmal, mesin putar tablet, mesin hidraulik, granulator, pengadun, pengeringan, penghantar serbuk vakum, mesin lepuh, mesin pembungkusan, mesin pengisian kapsul dan pelbagai jenis peralatan lain. Perunding kami akan membantu perbincangan, pemilihan, pembayaran, dan penghantaran peralatan farmasi ke bandar anda. Selama lebih dari 17 tahun kami bekerja di industri ini untuk pelanggan kami.

Ketua Pegawai Eksekutif syarikat Encik Roman Tsibulsky
Tulis: info@pharma-manager.com
WhatsApp telefon bimbit + 375-29-393-23-82
Skype: RomanTsibulsky

Jenis peralatan proses farmaseutikal deduster kapsul. Digunakan untuk membuang sisa serbuk secara mekanikal dari permukaan kapsul gelatin keras semasa kapsul. Mesin pembungkusan lepuh jenis peralatan pembungkusan farmaseutikal. Digunakan untuk pembentukan automatik pembungkusan selular yang diperbuat daripada bahan PVC gulung. Mesin mengisi sel dengan produk secara automatik - tablet, kapsul, dragees, cecair dan pasta. Setelah mengisi sel, peralatan menutup permukaan lepuh dengan kerajang aluminium atau filem kedap panas yang lain.

Peralatan dari China. China adalah peneraju pengeluaran peralatan farmaseutikal di dunia. Nisbah kos dan kualiti yang dapat diterima menjadikan pilihan peralatan yang dihasilkan di negara ini jelas.

Syarikat farmaseutikal dari Republik Zimbabwe.

Lapisan yang dapat dilekatkan panas adalah istilah teknologi yang digunakan dalam pengeluaran farmaseutikal. Penerapan bahan gulung ke permukaan: kerajang aluminium, kertas berlaminasi atau filem polietilena, lapisan dengan komposisi pelekat yang diperbaiki dengan pemanasan.

Jenis peralatan proses farmasi dispensor. Digunakan untuk pembungkusan cecair, pepejal pukal likat. Dos dilakukan dengan kaedah omboh dan ruang. Terdapat model penggunaan makmal dan industri.

Meterai pembungkusan istilah teknologi yang digunakan dalam pembungkusan farmaseutikal ubat-ubatan. Ia digunakan oleh pakar untuk mewujudkan keadaan terbaik untuk pengawetan ubat dalam bekas plastik, kertas dan kaca.

Liner ke perubatan istilah teknologi yang digunakan dalam pengeluaran ubat-ubatan farmasi. Ia digunakan oleh pakar berkaitan dengan lembaran kertas dengan maklumat mengenai penggunaan yang dimaksudkan, cara penggunaan dan kesan sampingan ubat-ubatan.


Melepuh dengan tablet jenis pembungkusan yang memaksimumkan penyimpanan tablet dari serbuk dari kesan persekitaran. Cara utama tablet mempengaruhi kelembapan. Pada sel-sel individu lepuh, tablet dilindungi secara maksimum.

Sentrifuge jenis peralatan farmasi untuk penyaringan cecair dalam pengeluaran ubat-ubatan dan bahan mentah. Kerja sentrifugal didasarkan pada daya sentrifugal, yang, semasa putaran, mengeluarkan cecair melalui drum berlubang.


KATALOG KAMI PERALATAN FARMASI: Peralatan untuk penyediaan dan pengangkutan jisim tablet; Peralatan membosankan dan memberi makan awal; Penapis Centrifuge; Penapis getar untuk mengayak serbuk dan butiran; Kilang Farmasi Cone; Kilang tuluk farmasi; Pengadun pelet untuk pengeluaran industri; Pengering Pelet Katil Cecair; Tong untuk menyimpan tablet; serbuk dan pelet; Pengadun tong untuk serbuk dan butiran; Peralatan farmasi makmal; Peralatan industri untuk pengeluaran ubat; Mengangkat tiang untuk bekas; Mencuci botol dan bato; Mesin basuh botol dan bato separa automatik; Mencuci Botol Automatik; Penekan tablet untuk menekan tablet; Mesin tablet putar makmal; Mesin tablet putar makmal; Tekan tablet putar padat; Tekan tablet putar yang boleh dibasuh; Tekan tablet putar yang boleh dibasuh; Tekan tablet putar untuk menekan serbuk; Alat tekan untuk peralatan tablet; Lapisan untuk penggunaan cengkerang pada tablet; Peralatan mencuci dan pensterilan kontena; Mesin basuh botol separa automatik untuk mencuci picagari; Mesin basuh dan pengeringan automatik untuk ampol, botol dan kartrij; Terowong pirogenik untuk pensterilan ampol, botol, kartrij; Garis pengisian dan pengeluaran serbuk; Mesin pembotolan larutan cecair dan mesin pengeluaran serbuk; Mesin pembotolan untuk produk dengan kelakuan rendah; Mesin pembotolan dan botol penutup dua; Mesin Matahari Terbenam untuk Vial Berbagai Bentuk; Mesin pembotolan dan penutup untuk produk oftalmik; Mesin pengisian dan penutup botol kaca; Mesin Penutup Botol Plastik; Mesin pembotolan dalam ampol kaca dan botol penisili; Mengisi mesin dalam picagari plastik dan katrij; Mesin pembotolan dalam botol, picagari dan kartrij; Mesin pengisian picagari dan kartrij; Mengisi beg plastik dan botol; Mesin Pembungkusan Infusi; Mesin pembotolan untuk beg infusi siap pakai; Garis untuk membentuk bekas dari butiran, dengan pengisian dan penutup berikutnya; Mesin pengisian dan penutup botol PE dan PP; Penyebaran ke dalam botol plastik dan bato; Peralatan pemeriksaan untuk ujian dadah; Mesin pemeriksaan untuk ampol kaca dan botol penisili; Mesin pemeriksaan untuk jarum suntik dan kartrij; Mesin pemeriksaan untuk pek infusi; Mesin pemeriksaan untuk botol kaca dan plastik yang besar; Mesin kadbur untuk pembungkusan lepuh dan tiub; Mesin kartrij ubat automatik; Mesin kadbur menegak; Mesin kadbur mendatar; Mesin lipat.

Tunjukkan lagi

#Albania #Bosnia dan Herzegovina #Belanjawan #Chad #Hantar #Penghantaran #Guinea #Berapa banyak #Korea #Nicaragua #Nigeria #Pesanan #Palestine #Bayar #Pembayaran #Qatar #Ulasan #Menjual #Serbia #Afrika Selatan #Teknologi #Hari ini



Produk




Pelayaran ke perubatan

12 video



SEBELUMNYA


Skala pengangkut automatik untuk kawalan dos produk farmaseutikal yang tinggi



Pembungkusan Farmaseutikal · 24.09.2020

SETERUSNYA

Mesin pembungkus automatik untuk membungkus teh dalam piramid nilon dengan benang dan label



Pembungkusan Farmaseutikal · 24.09.2020

Lebih banyak pautan

- Melabel mesin untuk tin kaca
- Jenis spatula makmal homogenizer jenis
- Serbuk dispenser
- Cangkang tablet bersalut Sennosides
- Pneumatik penyebur cecair

- Gambaran keseluruhan video mesin kadbur sistem automatik
- Melabel sistem harga automatik
- Sistem pengisian tiub mesin nordenmatic 250
- Perkhidmatan flowpack Copacking
- Kilang untuk serbuk dalam pengeluaran farmaseutikal

- Pembungkusan ampul dalam kotak
- Lukisan operator selular
- Homogenizer makmal untuk susu
- Pembungkusan pengeluaran untuk tablet dan kapsul
- Serbuk pengadun berbentuk z

Anda mungkin juga menyukai ini



Garis pengisian dan penutup automatik untuk botol penisili, penyumbat getah dan penutup...

Akhbar Tablet Farmaseutikal · 07.09.2020 · 1.100K pandangan



Peralatan automatik untuk penyediaan dan penyimpanan cecair perubatan

Akhbar Tablet Farmaseutikal · 05.11.2020 · 10.550K pandangan



Peralatan kapsul automatik untuk kapsul gelatin keras

Akhbar Tablet Farmaseutikal · 20.11.2020 · 45.105K pandangan

© 2021 Video peralatan farmasi oleh Pengurus Pharma. Hak cipta terpelihara.



Simpan nama, e-mel, dan alamat laman web saya di penyemak imbas ini untuk komen selanjutnya.

Post Comment

Simpan nama, e-mel, dan alamat laman web saya di penyemak imbas ini untuk komen selanjutnya.

Post Comment

Simpan nama, e-mel, dan alamat laman web saya di penyemak imbas ini untuk komen selanjutnya.

Post Comment

Simpan nama, e-mel, dan alamat laman web saya di penyemak imbas ini untuk komen selanjutnya.

Post Comment

Simpan nama, e-mel, dan alamat laman web saya di penyemak imbas ini untuk komen selanjutnya.

Post Comment

Simpan nama, e-mel, dan alamat laman web saya di penyemak imbas ini untuk komen selanjutnya.

Post Comment

Simpan nama, e-mel, dan alamat laman web saya di penyemak imbas ini untuk komen selanjutnya.

Post Comment

Simpan nama, e-mel, dan alamat laman web saya di penyemak imbas ini untuk komen selanjutnya.

Post Comment

Simpan nama, e-mel, dan alamat laman web saya di penyemak imbas ini untuk komen selanjutnya.

Post Comment

Simpan nama, e-mel, dan alamat laman web saya di penyemak imbas ini untuk komen selanjutnya.

Post Comment

Simpan nama, e-mel, dan alamat laman web saya di penyemak imbas ini untuk komen selanjutnya.

Post Comment

Simpan nama, e-mel, dan alamat laman web saya di penyemak imbas ini untuk komen selanjutnya.

Post Comment

Simpan nama, e-mel, dan alamat laman web saya di penyemak imbas ini untuk komen selanjutnya.

Post Comment

Simpan nama, e-mel, dan alamat laman web saya di penyemak imbas ini untuk komen selanjutnya.

Post Comment

Simpan nama, e-mel, dan alamat laman web saya di penyemak imbas ini untuk komen selanjutnya.

Post Comment

Simpan nama, e-mel, dan alamat laman web saya di penyemak imbas ini untuk komen selanjutnya.

Post Comment

Simpan nama, e-mel, dan alamat laman web saya di penyemak imbas ini untuk komen selanjutnya.

Post Comment

Simpan nama, e-mel, dan alamat laman web saya di penyemak imbas ini untuk komen selanjutnya.

Post Comment

Simpan nama, e-mel, dan alamat laman web saya di penyemak imbas ini untuk komen selanjutnya.

Post Comment

Simpan nama, e-mel, dan alamat laman web saya di penyemak imbas ini untuk komen selanjutnya.

Post Comment

Simpan nama, e-mel, dan alamat laman web saya di penyemak imbas ini untuk komen selanjutnya.

Post Comment

Simpan nama, e-mel, dan alamat laman web saya di penyemak imbas ini untuk komen selanjutnya.

Post Comment

Simpan nama, e-mel, dan alamat laman web saya di penyemak imbas ini untuk komen selanjutnya.

Post Comment

Simpan nama, e-mel, dan alamat laman web saya di penyemak imbas ini untuk komen selanjutnya.

Post Comment

Simpan nama, e-mel, dan alamat laman web saya di penyemak imbas ini untuk komen selanjutnya.

Post Comment

Simpan nama, e-mel, dan alamat laman web saya di penyemak imbas ini untuk komen selanjutnya.

Post Comment

Simpan nama, e-mel, dan alamat laman web saya di penyemak imbas ini untuk komen selanjutnya.