



Pengering lyophilic sublimasi untuk pengeluaran serbuk dari makanan dan cecair farmasi

58.720K pandangan • 25.09.2020

450K

207

Tangkap Skrin

Pembungkusan Farmaceutikal

294 Video •

Pengeringan lyophilic sublimation untuk pengeluaran serbuk dari makanan dan cecair farmasi Pharma-Manager.com Video pengeluaran dan peralatan makmal dalam talian dari pengeluaran dan pembekal industri farmasi terkemuka.

KATA KUNCI KAMI: Peralatan, katalog, farmaceutikal, teknologi, pembuatan, makmal, GMP, berita, farmasi, produk, industri, tanaman, reka bentuk, bilik bersih, kapsul gelatin, botol, ampu, tiub, topi, penutup, labeler, labeler, mesin, tablet, tekan, tabletpress, pharma, filling, dispenser, pharma, packing, blister, marker, labeling, printer, aplikasi, manual, pengisian kapsul, pengisi kapsul, penjualan, beli, foto, ciri, jual, solder, bedak, butiran, cecair, pepejal, lembut, kering. Pelawat kami akan dapat melihat semua proses bagaimana ia dilakukan. Kami juga membantu anda memilih pelbagai jenis peralatan farmasi - mesin tablet makmal, mesin putar tablet, mesin hidraulik, granulator, pengadun, pengeringan, penghantar serbuk vakum, mesin lepuh, mesin pembungkusan, mesin pengisian kapsul dan pelbagai jenis peralatan lain. Perunding kami akan membantu perbincangan, pemilihan, pembayaran, dan penghantaran peralatan farmasi ke bandar anda. Selama lebih dari 17 tahun kami bekerja di industri ini untuk pelanggan kami.

Ketua Pegawai Eksekutif syarikat Encik Roman Tsibulsky

Tulis: info@pharma-manager.com

WhatsApp telefon bimbit + 375-29-393-23-82

Skype: RomanTsibulsky

Keluli tahan karat adalah istilah teknologi yang digunakan dalam pengeluaran farmaceutikal. Gred keluli khas, dari mana sebahagian besar peralatan untuk industri farmaceutikal dibuat. Jenama keluli tahan karat yang popular - keluli AISI 304, AISI 316.

Syarikat farmaceutikal dari Republik Demokratik Rakyat Lao.

Alat pembungkusan farmaceutikal jenis kaunter kapsul. Digunakan untuk pembungkusan automatik kapsul gelatin keras dan lembut dalam bekas plastik. Pembungkusan dilakukan mengikut jumlah kepingan.

Sentrifuge jenis peralatan farmasi untuk penyaringan cecair dalam pengeluaran ubat-ubatan dan bahan mentah. Kerja sentrifugal didasarkan pada daya sentrifugal, yang, semasa putaran, mengeluarkan cecair melalui drum berlubang.

Embossing tarikh istilah teknologi yang digunakan dalam pengeluaran ubat-ubatan farmasi. Ia digunakan dalam pembuatan untuk petunjuk digital mengenai tempoh penggunaan ubat-ubatan siap.

Jenis mesin pembungkusan peralatan pembungkusan farmasi. Pembungkusan terpakai pelbagai barang dalam kotak kad bod. Selain memasukkan barang ke dalam mesin kad bod, ada fungsi tab petunjuk kertas.

Pembungkusan teh adalah proses teknologi pembungkusan teh dos ke dalam pembungkusan kumpulan dan individu. Untuk pelbagai jenis teh, berat atau pembungkusan pulak boleh digunakan. Teh dibahagikan kepada daun besar, daun sederhana, butiran dan debu teh.

Pembuatan salap adalah proses teknologi pengeluaran produk farmaceutikal. Homogenisasi adalah komponen teknologi utama, menggunakan tiub plastik dan aluminium untuk pembungkusan bermetar dari krim, salap, pasta dan gel yang dihasilkan dalam pembungkusan individu.

Penghasilan lepuh prosesnya berlaku pada mesin lepuh automatik dan separa automatik. Bahan gulung terpakai PVC dan aluminium foil. Semasa pemanasan pada pita PVC, sel terbentuk yang secara automatik diisi dengan produk ubat, lepuh selesai ditutup dengan kerang aluminium di atasnya. Kerajang ini diaplikasikan dengan maklumat mengenai produk. Fungsi mesin lepuh membolehkan penggunaan kaedah embossing dan nombor kumpulan.

Cellophanning proses teknologi pembungkusan produk farmaceutikal dalam pengeluaran ubat-ubatan. Ia digunakan pada peringkat akhir mesin kad bod. Kotak selesai dibungkus dengan filem nipis telus untuk mengekalkan persediaan pembungkusan.

KATALOG KAMI PERALATAN FARMSI: Peralatan untuk penyediaan dan pengangkutan jisim tablet; Peralatan membosankan dan memberi makan awal; Penapis Centrifuge; Penapis getar untuk mengayak serbuk dan butiran; Kilang Farmasi Cone; Kilang tutuk farmasi; Pengadun pelet untuk pengeluaran industri; Pengering Pelet Katil Cecair; Tong untuk menyimpan tablet, serbuk dan pelet; Pengadun tong untuk serbuk dan butiran; Peralatan farmasi makmal; Peralatan industri untuk pengeluaran ubat; Mengangkat tiang untuk bekas; Mencuci botol dan botol; Mesin basuh botol dan botol separa automatik; Mencuci Botol Automatik; Penekan tablet untuk menekan tablet; Mesin tablet putar makmal; Mesin tablet putar makmal; Tekan tablet putar padat; Tekan tablet putar yang boleh dibasuh; Tekan tablet putar yang boleh dibasuh; Tekan tablet putar untuk menekan serbuk; Alat tekan untuk menekan tablet; Lapisan untuk penggunaan cengkerang pada tablet; Peralatan mencuci dan pensterilan kontena; Mesin basuh botol batol separa automatik untuk mencuci picagari; Mesin basuh dan pengeringan automatik untuk ampu, botol dan kartrij; Torowong pirogenik untuk pensterilan ampu, botol, kartrij; Garis pengisian dan pengeluaran serbuk; Mesin pembotolan larutan cecair dan mesin pengeluaran serbuk; Mesin pembotolan untuk penutup untuk produk oftalmik; Mesin pengisian dan penutup botol kaca; Mesin Penutup Botol Plastik; Mesin pembotolan dalam ampu kaca dan botol penisilin; Mengisi mesin dalam picagari plastik dan kartrij; Mesin pembotolan dalam botol, picagari dan kartrij; Mesin pengisian picagari dan kartrij; Mengisi beg plastik dan botol; Mesin Pembungkusan Infusi; Mesin pembotolan untuk beg infusi siap pakai; Garis untuk membentuk bekas dari butiran, dengan pengisian dan penutup berikutnya; Mesin pengisian dan penutup botol PE dan PP; Penyebaran ke dalam botol plastik dan botol; Peralatan pemeriksaan untuk ujian dadah; Mesin pemeriksaan untuk ampu kaca dan botol penisilin; Mesin pemeriksaan untuk jarum suntik dan kartrij; Mesin pemeriksaan untuk pek infusi; Mesin pemeriksaan untuk botol kaca dan plastik yang besar; Mesin kad bod untuk pembungkusan lepuh dan tiub; Mesin kartrij ubat automatik; Mesin kad bod menegak; Mesin kad bod mendatar; Mesin lipat.

Tunjukkan lagi

#Armenia #Benin #Tempahan #Botswana #Cuba #Penghantaran #Potongan harga #Dominican #Dalam stok #India #Kenya #Tahu bagaimana #Luxembourg #Belanda #Premium #Promosi #Nilaikan #Sewa #Singapura #Orang Switzerland #Orang Tunisia #Segera



Produk



Tiub aluminium

42 video



Nombor kumpulan

21 video



Mesin Karton

20 video




Penghantar

18 video




Dos salap

14 video




Mengisi

11 video




Pengeringan beku

19 video




Ampul kaca

11 video




Pembungkusan dalam pek lepuh

15 video



Botol penisilin

12 video



Serbuk dalam beg

29 video



Tangki keluli tahan karat

29 video




Penggilap Tablet

36 video



Tempat tidur yang sudah bocor

31 video




SEBELUMNYA

Mesin tekan putar automatik untuk pengeluaran tablet dengan bentuk bujur

Pembungkusan Farmaceutikal • 25.09.2020

58.720K

SETERUSNYA



Pengering lyophilic sublimasi untuk pengeluaran serbuk dari makanan dan cecair farmasi FRANCE

Pembungkusan Farmaceutikal • 25.09.2020

1.781K


Lebih banyak pautan

- Tahap pengeluaran suppositoria kaedah melancarkan
- Kapsul agar-agar lembut
- Syringe kaedah mencuci ampu
- Ampul kedap tidak dilakukan
- Pembungkusan automatik mesin untuk

- Beli pam dos kimia
- Wikipedia sublimasi
- Canada skrin farmasi getaran
- Mesin jenis ruang industri pembungkusan yang boleh dikecilkkan
- Mesin pembungkusan beli tangan

- Mesin tablet digenggam
- Beku pengering beku kering
- Harga operator selular automatik
- Kapsulator harga
- Lepuh pengeluaran untuk plum

Anda mungkin juga menyukai ini



Mesin lepuh automatik berkelajuan tinggi untuk pembungkusan tablet dalam lepuh PVC dan...

Akhbar Tablet Farmaceutikal • 11.09.2020 • 1.657K pandangan

Jenis mesin lepuh automatik berkelajuan tinggi untuk pembungkusan lepuh PVC dan ALU dalam bot...

Akhbar Tablet Farmaceutikal • 11.09.2020 • 1.657K pandangan

992

928

977

992

928

977

992

928

977

992

928

977

992

928

977

992

928

977

992

928

977

992

928

977

992

928

977

992

928

977

992

928

977

992

928

977

992

928

977

992

928

977

992

928

977

992

928

977

992

928

977

992