

Tagħmir awtomatiku għall-mili u l-ghatu tal-fliexken tal-plastik kożmetiči u farmaċewtiči likwidni

105.047K fehmiet • 23.09.2020

85.070K

450

Screenshots

Vidjows Relatati

- Tagħmir għal-tikkett li jieħlu...
Ippakkjar Farmaċewtiku 8.544K fehmiet
- Omoġenizzatur għall-...
Ippakkjar Farmaċewtiku 98.547K fehmiet
- Magna tal-vibrazzjoni għat-...
Ippakkjar Farmaċewtiku 1.574K fehmiet
- Tagħmir għall-ġħadd u l-...
Farmaċewtika Tablet Press 2.054K fehmiet
- Tagħmir awtomatiku għat...
Farmaċewtika Tablet Press 77.500K fehmiet

Ippakkjar Farmaċewtiku

294 Vidjows

Tagħmir awtomatiku tal-mili u t-tapp tal-fliexken tal-plastik kosmetiči u farmaċewtiči likwidu Pharma-Manager.com Vidjow onlajn ta' tagħmir tal-produzzjoni u tal-laboratorju minn manifatturi u fornitrui ewlenin tal-industria farmaċewtika.

IL-KLIEM EWLENIN TAGħINA: Tagħmir, katalog, farmaċewtiku, teknoloġija, manifattura, laboratorju, GMP, albarrijiet, farmaċewtiči, prodotti, industrija, pjanti, disinn, kamar nodha, kapsula tal-ġelatina, kunjett, ampulla, tubu, għatu, tapp, tikkettjar, tikkettjar, magna, pillola, press, tabletpress, pharma, mili, dispenser, pharma, ippakkjar, folja,

markaturi tikkettar, printer, applikazzjoni, manwali, mili tal-kapsula, mili tal-kapsula, bejgħ, xiri, ritratt, karakteristiċi, bejgħ, issalidja, trab, granuli, likwidu, solido, artab, niex.

Il-viżiaturi tagħna jkunu jistgħu jaraw il-processi kolha kif isir. Ahna wkoll nghanu tagħiżel tipi differenti ta' tagħmir farmacewtiku - pressa tal-pillola tal-laboratorju, pressa tal-pillola rotatoria, pressa idrawlika, granulaturi, mikseri, tnixxif, conveyor tat-trab tal-vakwu, magni li jinfafu, magni tal-ippakkjar, magni tal-mili tal-kapsuli u hafna tipi oħra ta' tagħmir. Il-konsultenti tagħna sej̊għi fuq fid-diskurriji, l-ghażla, il-hlas, u l-kunsinna ta' tagħmir farmacewtiku lejn il-belt tiegħek. Ghal aktar minn 17 il-sena il-naħdu f'din l-industria jaġi kien.

CEO tal-Kumpanija s-Sur Roman Tsibulsky

Ikteb: info@pharma-manager.com

Mowbaj WhatsApp + 375-29-393-23-82

Skype: RomanTsibulsky

Ampolli tal-hġieg tipa 'ta' pakket individuali għal preparazzjoni jiet farmacewtiċi likwidni. Użat għall-ibbottiljar u l-hażna ta' medicini fi stat sterili, għandu għonq irrqiq tawwalli u hitan irraq tal-hġieg.

Tip ta' analizzatur tal-umdità ta' tagħmir tal-laboratorju għall-analizi tal-umdità ta' 'trab jew granuli. Huwa janalizza b'mod awtomatiku t-telf tal-piż tal-materja prima waqt it-Tnixxif, l-analizi tal-umdità bil-wiri tal-indikaturi studjati fuq il-wiri.

Mili ta' likwidu terminu teknologiku użat fil-produzzjoni farmacewtika ta' medicini. Jintużza minn speċjalisti rigward tal-ippakkjar imkejjel ta' likwidu f'diversi kontenutri tal-plastik u tal-hġieg.

Tip ta' analizzatur tal-ħlxuna ta' tagħmir farmacewtiku tal-laboratorju li jintuża biex titkejjel il-hxna ta' 'pilloli jew hitan ta' kapsuli iebsin tal-ġelatina. L-apparat jikkontrolla l-kejji tal-ħlxuna tal-parti ta' fuq u tal-hitan tal-kapsula tal-ġelatina.

Xibka tal-wajer tal-istantless steel terminu teknologiku użat fil-produzzjoni farmacewtika tal-medicini. Tip speċjalisti ta' azzar li ma jissaddax, ta' hxuna differenti, b'numru ta' 'celloli jew tqoq prodotti industrijalment.

Preparazzjoni tal-ġelatina il-process teknologiku tal-preparazzjoni ta' materja prima farmacewtika fil-produzzjoni ta' kapsuli tal-ġelatina. Ġelatina fil-forma ta' 'trab tħallat ma' il-ħġira shun u għiġi waqt it-Tnixxif, l-analizi tal-umdità bil-wiri.


Pilloli li jnejhu t-tip ta' tagħmir tal-process farmacewtiku. Użat għat-ħebda mekkanika tar-residwi tat-trab mill-wieħi ta' 'pilloli u l-ħalli. Huwa janalizza b'mod awtomatiku t-telf tal-piż tal-materja prima waqt it-Tnixxif, l-analizi tal-umdità bil-wiri tal-indikaturi studjati fuq il-wiri.

Il-KATALOGU TAGHINA TA' TAGħġIMIR FARMAČEWTIKU: Tagħmir għall-preparazzjoni u t-transport tal-massa tal-pilloli; Tagħmir għat-thaffir biki u għat-tmigh tal-prodotti; Passatru taċ-Ċentrifuga; Passatru li jivvibra għat-tħarrbil ta' 'trab u granuli; Imtieħen Farmacewtiku tal-Koni; Imtieħen tal-marċċi farmacewtiku; Mikseri tal-gerbub għall-produzzjoni industrijal; Nixxiefa tal-Pellet tas-Soda Fluwidha; Bins għall-ħażna ta' 'pilloli, trab u gerbub; Mikseri tar-recipjenti għal trab u granuli; Tagħmir farmaċewtiku tal-laboratorju; Tagħmir industrijal għall-produzzjoni tal-medicina; Koloni tal-irrifg għall-kontenituri; Hasil tal-fliexken u tal-kunjetti; Flixxu semi-awtomatiku u washer tal-kunjetti; Hasil Awtomatik tal-Fliekin; Preses tal-pilloli għall-ippressar tal-pilloli; Stampa tal-pilloli rotatoria tal-laboratorju; Stampa tal-pilloli rotatoria tal-laboratorju;

Stampa tal-pilloli li ddur kompatta; Stampa tal-pilloli li jidur li tħinħel; Stampa tal-pilloli li jidu li tħinħel; Pillola rotatoria għall-ippressar tat-trab. Għoddha tal-istampa għat-tagħmir tal-pilloli; Coater għall-applikazzjoni tal-qoxra fuq il-pilloli; Tagħmir għall-hasil u l-sterilizzazzjoni tal-kontenituri; Magna tal-hasil semi-awtomatika għall-hasil tas-siringi; Magna awtomatika għall-hasil u l-Tnixxif għal ampulli, kunjetti, skratċi; Linji għall-hasil u l-ġħoti tat-trab; Magni li jibbottiljaw soluzjoni likwidni u li jididistrīw xebbu 'trab; Magna tal-ibbottiljar għal prodotti b'viskożiata baxxa; Magni tal-ibbottiljar u fliekkien b'tapp doppiu; Sunset Machine għal-Kunjetti ta' Forum differenti; Magna tal-ibbottiljar u t-tapp għal prodotti oftmali; Magna tal-mili u t-tapp tal-fliexken tal-hġieg; Magni tal-ħelieg tal-Fliekin tal-plastik; Magna tal-ibbottiljar f'ampulli tal-hġieg u fliekkien tal-penċiellina; Magni tal-mili f'siringi u skratċi tal-plastik; Magna tal-ibbottiljar f'kunjetti, siringi u skratċi; Magna tal-mili tas-siringa u l-iskartocci; Mili f'borz u fliekkien tal-plastik; Magni għall-ippakkjar bl-Infużjoni; Magna tal-ibbottiljar għal borz tal-infuzjoni lesti; Linja għall-ifurmar ta' kontenituri minn granuli, bil-mili u t-tapp sussegħetti; Magna tal-mili u t-tapp għall-fliexken tal-PE u tal-PP; Tixrid li fliexken u kunjetti tal-plastik; Tagħmir ta' spezzjoni għall-it-testjar tad-droga; Magna ta' spezzjoni għal ampulli tal-hġieg u fliekkien tal-penċiellina; Magna ta' spezzjoni għal siringi u skratċi; Magna ta' spezzjoni għal pakketi ta' infużjoni; Magna ta' spezzjoni għal fliexen kbar tal-hġieg u tal-plastik; Magni tal-kartun għall-ippakkjar ta' 'folji u tubi; Magna tal-iskartocċi tad-droga awtomatika; Magna tal-kartun vertikali; Magna tal-kartun orizzontali; Magna li tiwi.

Uri aktar

#Angola #Spiža #Gana #Il-Guajana #Kenja #Il-Litwanja #Maniger #Mongolja #Fuq kreditu #Pharma #Farmaċewtiku #Kera #Samoa #Servizz #Afrika t-Isfel #Stokk #Is-Sirja #Dawwar iċ-ċavetta #Iż-Żimbabwe



PREV

Tagħmir awtomatiku ghad-dožagg u l-mili ftubi tal-plastik kożmetiči u krema farmaċewtika

Ippakkjar Farmaċewtiku • 23.09.2020

Tagħmir awtomatiku għall-mili u t-tapp tal-fliexken tal-mediċina tal-penċiellina għall-industrija farmaċewtika

Ippakkjar Farmaċewtiku • 23.09.2020

Aktar links

- Ippakkjar awtomatiku pm magna
- Kartun guk il-mudelli tal-magni kollha
- Boroż tal-karti għall-ippakkjar tat-teat
- Installazzjoni għal pilloli ta' kopertura
- Prezz tat-tagħmir Doypack
- Ippakkjar għall-ħġieg għal-ħġieg u fliekkien tal-penċiellina
- Preses tal-pilloli Dropwinsonde
- Applikatur awtomatiku zaa 2600
- Kina tal-produzzjoni tal-ingwien antibatteriku
- Magni għall-ippakkjar bil-vakwu ta' personalizzazzjoni
- Pilloli tat-tagħmir għal-ħġieg u fliekkien tal-penċiellina
- Tikkettar ta' sistemi ta' pprezzaw awtomatik
- Tagħmir għall-Tnixxif immnixx f'id-droga
- Ixtri omogożiżzatur
- Ixtri celloperatori li jinżamm fl-idejn

Jista' jkun li jogħiġ bok ukoll dan

- Pilloli awtomatika aghħafas punch wieħed għall-ħġieg u fliekkien tal-plastik
- Tagħmir awtomatiku għall-ħġadd u l-mili ta' 'pilloli li fliexken tal-plastik USA
- Farmaċewtika Tablet Press • 20.11.2020 • 75.505K fehmiet
- Tagħmir awtomatiku għall-ħġġid u l-ħalli tal-ħġieg u fliekkien tal-penċiellina
- Farmaċewtika Tablet Press • 09.12.2020 • 79.540K fehmiet

Hallina kumment

Enter Your Name*

Enter Your Email*

Enter Your Comment

□ Salv I-isem tieghi, l-email, u l-indirizz tal-websajt f'dan il-browser għal kummenti futuri.

Post Comment